


<https://www.laboratoire-dentaire-bordeaux.fr/>



Découvrez l'intégralité de nos
services, adjointes, conjointes...
sur notre site internet !



Système d'usinage Zircono

La Zirlux Esthetic TR est une zircono Multilayer
unique et innovante que nous vous proposons.
Une dureté progressive allant de 1000 MPA à
727 au niveau de l'incisal qui assure une
esthétique supérieure et une excellente intégration à la gencive.



Full Zircono économique59€

Idéale pour remplacer les CCA (pas de choix de teinte). Unitaire et bridge.



Full Zircono monolithique Multilayer "Zirlux Esthetic"87€

couronne postérieure et antérieure (choix de teinte, maquillée). Unitaire et Bridge.



**Céramique Lisi
sur chape zircono Zirlux
.....122€**

couronne antérieure et postérieure.
Esthétique.



85 avenue des Tabernottes
33370 YVRAC

Tél. : **05 56 40 25 93**
labodepanne33@orange.fr



Prothèses

Tout céramique

Propriétés

- esthétique
- excellente intégration avec la gencive
- haute résistance • absence de toxicité
- meilleure propriété antiplaque dentaire
- absence de bimétallisme
- absence de flash au scanner et à l'IRM

Système GC Lisi

Initial Lisi Press est le premier lingotin céramique Disilicate de Lithium bénéficiant de la technologie HDM (Micronisation Haute Densité) unique à GC, qui offre des propriétés physiques inégalées et l'esthétique la plus naturelle et réaliste de toutes les céramiques pressées disponibles actuellement sur le marché.

Elle a une haute résistance et une excellente intégration à la gencive.



Full Lisi monolithique Disilicate Lithium 102€
couronne postérieure et antérieure maquillée, sillons colorés, dégradé de teinte

Chape Lisi Disilicate de Lithium 134€
couronne antérieure et couronne postérieure. Esthétique, caractérisation, choix de l'opacité de la chape en fonction de la coloration de la préparation.



Facette céramique - dent antérieure esthétique 121€

Onlay Lisi Disilicate Lithium 91€

Indications

- Préparation avec congé ou épaulement périphérique
- Respecter profondeur de taille 0.8 à 1 mm minimum, espace occlusale 2 mm minimum
- Collage

85 avenue des Tabernottes
33370 YVRAC

Tél. : 05 56 40 25 93
labodepanne33@orange.fr